



SOPORTE PARA PIE CAIDO

FOOT UP **BC1460** TALLE: CHICO - GRANDE
SIZE: SMALL - LARGE

SopORTE dinámico para pie caído. Confeccionado en neoprene y sujeción en Velcro®, asiste al pie en el momento que se eleva mediante un elástico reforzado que une el empeine con la pantorrilla. Presenta una pieza plástica que se coloca entre la lengüeta y los cordones, resultando prácticamente invisible. Mejora el modo de caminar de manera inmediata. Indicado para patología de Steppage/pie caído.

Dynamic support for foot drop, designed in Neoprene and sujection in Velcro®, assists the foot in the moment that elevates through reinforced elastic that bounds the instep with the calf. It presents an elastic piece that goes between the tongue and the shoelace, being practically invisible. It improves the way of walking immediately. It is indicated for Steppage pathology. It adapts to any type of laced up shoes.



BOTA DE REPOSO

RESTING BOOT **BC1453** TALLE: CHICO - MEDIANO - GRANDE
SIZE: SMALL - MEDIUM - LARGE

SopORTE de pantorrilla, tobillo y pie. Regulable en dorsiflexión. Desarrollado en plástico liviano. Con almohadilla confortable y removible de bondeado. Indicado en fascitis plantar, patologías en tendón de Aquiles y otras lesiones de la región. Ideal para uso nocturno. No ambulatorio.

Calf, foot and ankle support. Adjustable in dorsiflexion. Made in lightweight plastic. Removable velour covered pad for greater comfort. Recommended for plantar fasciitis, pathologies in Achilles tendon and other lesions in the region. Ideal for night use. No ambulatory.

| TALLE SIZE | CH/S | M/M | G/L |
|-------------------|-------|-------|-------|
| CALZADO SHOE SIZE | 34-37 | 38-41 | 42-45 |

FERULA PARA FASCITIS PLANTAR I

SPLINT FOR PLANTAR FASCIITIS

BC1470 TALLE: UNIVERSAL
SIZE: UNIVERSAL

SopORTE de pie confortable y liviano, para uso ambulatorio con calzado cómodo, confeccionado en bondeado velour y ajuste en cinta de polipropileno con cierre en Velcro®. De rápida y fácil aplicación. Indicado para el tratamiento de fascitis plantar, tendinitis / tendinosis Aquiliana. Recomendado durante el descanso para el estiramiento de la aponeurosis plantar.

Foot support comfortable and lightweight, outpatient comfortable shoes, made in bonding velour and set polypropylene tape closure Velcro®. Applies quickly and easily. Indicated for the treatment of plantar fasciitis, and relieve heel pain and Achilles tendon. Is worn at night to stretch the plantar fascia so the first steps in the morning are less painful.

