



TOBILLERA TPA

TIBIO - PERONEO - ASTRAGALINO

ANKLE TPA | TIBIO - PERONEO - ASTRAGALINO

BC1466

TALLE: UNIVERSAL
SIZE: UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Soporte de tobillo.
- Confeccionado en material termoconformado.
- Doble sujeción de velcro.
- No articulado (movimiento libre).
- Sistema de sujeción de pie regulable en neoprene.
- Almohadilla interior de neoprene.

INDICACIONES

- Esguinces leves o moderados.
- Post-operatorias (control de movimientos laterales).
- Prevención en alteraciones del pie en la práctica deportiva.
- Esguinces de deltoide.

TECHNICAL CHARACTERISTICS: Ankle support • Made of thermoformed • Double velcro straps • No articulated (free motion) • Fastening system: neoprene adjustable foot • Inside neoprene pad. **INDICATIONS:** mild or moderate sprains • Post-operative (lateral movement control) • Foot disorders prevention in sports • Deltoid sprains.

