


MUÑECA & MANO

[WRIST & HAND]



IZQUIERDA
[RIGHT]



Retirar la barra (A)
de apoyo palmar.




Girar la barra (A) 180° en el
sentido de las agujas del reloj.



Colocar la barra (A) en el
sentido contrario al cuadro 1.

DERECHA
[LEFT]



Girar 180° la muñequera
para usarla en la otra mano.





INMOVILIZADOR DE DEDO PULGAR Y MUÑECA

THUMB AND WRIST SPLINT

BC1655

TALLE: CH - M - G | DERECHO - IZQUIERDO
SIZE: S - M - L | LEFT - RIGHT

Soporte con fleje palmar y pulgar de aluminio moldeable. Confeccionado en tejido semi-rígido, bondeado y sujeción en Velcro®. Brinda inmovilización firme y combinada. Indicado para inmovilización post-traumática y post-operatoria, fracturas carpianas y metacarpianas, tendinitis y patologías degenerativas como rizartrrosis y artrosis.

Adjustable thumb and palm cast aluminium splint made in semi-rigid fabric, pad covered and Velcro® straps. It provides combined and strong splint. Recommended for post-traumatic and post-surgery rehabilitation, carpal and metacarpal fractures, tendinitis and degenerative pathologies as rizartrrosis and arthrosis.



MUÑEQUERA CON ESTABILIZADOR DE DEDO PULGAR

WRIST BRACE WITH THUMB SPLINT

BC1652

TALLE: CH - M - G | DERECHO - IZQUIERDO
SIZE: S - M - L | LEFT - RIGHT

Soporte de muñeca con ballena rígida para la estabilización del pulgar. Actúa como abductor del dedo pulgar. Proporciona una adecuada termocompresión. Indicado en inestabilidades leves, artritis, artrosis y esguinces de las articulaciones trapecio-metacarpiana y metacarpo-falángica del pulgar.

Wrist support with rigid stay for providing thumb stabilization. It works as an abductor for the thumb. It provides a proper thermocompression. Recommended for mild instabilities, arthritis, arthrosis and thumb trapezium-metacarpal and metacarpophalangeal joint sprains.



MUÑEQUERA BOOMERANG

BOOMERANG WRIST BRACE

BC1603

TALLE: CH - M - G
SIZE: S - M - L

Soporte de muñeca con estabilización moderada del dedo pulgar. Confeccionado en neoprene con sujeción en Velcro®. Provee calor terapéutico y compresión uniforme. Indicado para inestabilidades leves, rizartrrosis y prevención durante la práctica deportiva. Adaptable a ambas manos.

Wrist support with mild thumb stabilization. Made in neoprene and Velcro® straps. It provides therapeutic heat and uniform compression. Recommended for mild instabilities, rizartrrosis and as prevention during the sports activity. Adaptable to both hands.



MUÑEQUERA CON VELCRO®

WRIST BRACE WITH VELCRO®

BC1601

TALLE: CH - M - G
SIZE: S - M - L

Soporte estabilizador y regulable de la articulación radiocarpiana. Confeccionado en neoprene con fijación en Velcro®. Provee termocompresión y moderada sujeción a la muñeca. Colabora en el alivio y recuperación de traumatismos ligeros y daños menores en la muñeca. Indicado para esfuerzos continuados y procesos de rehabilitación post-traumática. Ideal para prevenir lesiones durante la práctica deportiva.

Adjustable radio carpal joint support. Made in neoprene with Velcro® straps. It provides wrist thermo compression and mild fixation. It helps to the relief and recovery of mild traumatismos and injuries in the region. Recommended for extended efforts and post-traumatic rehabilitation and for preventing lesions during sports activity.



MUÑEQUERA ELASTICA

ELASTIC WRIST BRACE

BC1600

TALLE: CH - M - G - XG
SIZE: S - M - L - XL

Soporte de muñeca desarrollado con fibras elásticas de tensión diferenciada y compresión moderada. Proporciona una efectiva estabilidad y adecuada temperatura articular. Indicado en casos de artrosis, lesiones leves, trastornos circulatorios, tratamientos post-operatorios, secuelas de esguinces y fracturas. Adecuado en trabajos donde se requieren esfuerzos y en la práctica deportiva.

Wrist support made in distinctive tension elastic fibres and mild compression. It provides effective stability and appropriate joint temperature. Recommended for arthrosis pathologies, mild lesions, circulation disorders, post-surgery rehabilitation, sprains and fracture sequels. Ideal for activities that require effort and during sports activity.



FERULA PARA RIZARTROSIS DE PULGAR EN "J"

BASED RIZARTHROSIS SPLINT

BC1653

TALLE: UNIVERSAL
SIZE: UNIVERSAL

Sostén de neoprene para abducción radial o palmar con tracción de muñeca. Indicado para inmovilización parcial y limitación de la amplitud del trapecio metacarpiano.

Radius or palm abduction neoprene splint with wrist traction. It provides partial splint by limiting the range of movement. Recommended for rizarthrosis, trapezium metacarpal.



FERULA DE DESVIACION CUBITAL EN "Y"

CUBITAL DEVIATION SPLINT IN "Y"

BC1654

TALLE: UNIVERSAL | DERECHO - IZQUIERDO
SIZE: UNIVERSAL | LEFT - RIGHT

Sostén y alineador de neoprene para las articulaciones metacarpo-falángicas de la mano. Proporciona calor terapéutico y firme sujeción. Recomendado para mejorar la posición de la mano en la presión, manipulación y liberación de los objetos en pacientes con artritis reumatoidea.

Neoprene support and alignment for metacarpophalangeal joints. It provides therapeutic heat and strong fixation. Recommended for improving hand position in holding, manipulating and releasing objects in patients with rheumatoid arthritis.