



WALKER

WALKER

BC1451

TALLE: CHICO - MEDIANO - GRANDE
SIZE: SMALL - MEDIUM - LARGE

Soporte inmovilizador de pierna y pie en 90°. Sistema de fijación integrado, liviano y confortable. Con almohadilla de bondeado velour removible y suela curva antideslizante. Indicado en procesos de rehabilitación ambulatoria, fracturas de tibia y tobillo, rupturas de ligamentos, esguinces, reparaciones del tendón de Aquiles y como sustituto seguro a la fijación con yeso en tratamiento conservador.

Leg and foot support immobilizer in 90°. Integrated fixation system, lightweight and comfortable. Removable velour covered pad and curved non-slip sole. Recommended for ambulatory rehabilitation processes, tibial and ankle fractures, ligament ruptures, sprains, Achilles tendon repairs and as a safe alternative to plaster replacement in conservative treatment.



WALKER CORTO

SHORT WALKER

BC1456

TALLE: CHICO - MEDIANO - GRANDE
SIZE: SMALL - MEDIUM - LARGE

Soporte inmovilizador de pie y tobillo con posición fija en 90°. Liviano, cómodo y de fácil aplicación. Con barras laterales, bandas de fijación en Velcro®, almohadilla envolvente y suela antideslizante de perfil redondeado para facilitar el desarrollo de la marcha. Indicado en casos de esguinces, torceduras agudas, lesiones del tejido blando, fracturas estables y tratamientos post-quirúrgicos de pie.

Foot and ankle immobilizer support with fixed position in 90°. Lightweight, comfortable and easy to apply. Lateral stays and Velcro® straps, removable velour covered pad and curved non-slip sole with smooth rims in order to facilitate the development of your pace. Recommended for sprains, acute sprains, soft tissue lesions, stable fractures and for post-surgery treatment of foot.



WALKER R.O.M.

WALKER R.O.M.

BC1452

TALLE: CHICO - MEDIANO - GRANDE
SIZE: SMALL - MEDIUM - LARGE

Soporte inmovilizador de pierna y pie. Con rango de movimiento y posición fija. Control regulable cada 7° y posicionamiento fijo de 10° - 20° en flexión y dorsiflexión plantar. Con bloqueo en ambos sentidos. Con barras laterales de aluminio moldeables, bandas de fijación en Velcro®, almohadilla envolvente y suela antideslizante de perfil redondeado para facilitar la marcha. Indicado en esguinces y lesiones ligamentosas, inestabilidades musculotendinosas y articulares, heridas en el pie, incluidas las post-quirúrgicas, tendinitis y fracturas no desplazadas de la posición distal. Ideal para reparación de tendón de Aquiles.

Leg and foot immobilizer support. Range of movement and fixed position. Adjustable control every 7° and fixed position at 10° or 20° in plantar flexion and dorsiflexion. Includes locking in both directions. Adjustable aluminium lateral stays with Velcro® straps, tight pad, and a non-slip sole with smooth rims in order to facilitate the development of your pace. Recommended for sprains and ligament lesions, muscle-tendinous and joints instabilities, foot injuries, including post-surgery ones. Also for tendinitis, and for fractures with no distal displacement. Ideal for Achilles tendon repair.

TALLE SIZE	CH/S	M/M	G/L
CALZADO SHOE SIZE	34-37	38-41	42-45