



CINCHA PARA TENDON DE AQUILES

ACHILLES TENDON STRAP **BC1161**

TALLE: CHICO - MEDIANO - GRANDE
SIZE: SMALL - MEDIUM - LARGE

Soporte funcional y confortable. De fácil aplicación. Confeccionado en bondeado de pana velour con sujeción en Velcro®. Indicado para reducir dolores, inflamación y estrés en el Talón de Aquiles. Ideal para uso diario y la práctica de deportes de impacto como voley, fútbol, basket o aerobismo.

Comfortable and functional support. Easy to apply and made in velour covered pad with Velcro® straps. Recommended for reducing pain, inflammation and stress in the Achilles Tendon. Ideal for daily use and during impact sports activities like volleyball, football, basketball or aerobics.



TOBILLERA DEPORTIVA RUNNER

SPORTS RUNNER ANKLE BRACE **BC1457**

TALLE: CH - M - G - XG
SIZE: S - M - L - XL

Soporte estabilizador de tobillo anatómico, resistente y liviano. Confeccionado en cordura, pana velour y capellada sintética. Con elástico sobre el tendón de Aquiles para facilitar la flexión plantar/dorsal. Ventanas en la zona maleolar para mayor confort y flejes semi-flexibles laterales. Indicado para proteger los ligamentos y brindar estabilidad sin restringir los movimientos del área. Ideal para uso deportivo y actividades de alto rendimiento.

Anatomic, resistant and lightweight ankle stabilizer support. Made in Cordura, velour covered pad and synthetic vamp. Elastic over the Achilles tendon that allows an appropriate plantar and dorsal flexion. Comfort windows in the maleolar area for greater comfort and side semi-flexible stays. Specially made for protecting the ligaments and for providing stability without reducing the area movements. Ideal for sports practice and high performance activities.



TOBILLERA DEPORTIVA RUNNER CON TIRAS

SPORTS RUNNER ANKLE BRACE WITH STRAPS **BC1458**

TALLE: CH - M - G - XG
SIZE: S - M - L - XL

Soporte anatómico estabilizador con tiras de ajuste lateral y en 8. Liviano, cómodo y de fácil colocación. Confeccionado en cordura, pana velour y capellada sintética. Con elástico sobre el tendón de Aquiles para facilitar la flexión plantar/dorsal y dos tiras de cinta gross que otorgan sujeción adicional para mayor protección. Adecuado para reemplazar vendas, brindar estabilización firme y pareja, proteger tobillos débiles y prevenir lesiones. Ideal para el uso deportivo y actividades de alto rendimiento.

Anatomic stabilizer support with lateral adjustable straps and in 8. Lightweight, comfortable and easy to apply. Made in Cordura, velour covered pad and synthetic vamp. Elastic over the Achilles tendon that allows an appropriate plantar and dorsal flexion and 2 gross straps which provides additional support for greater protection. Appropriate to replace bandage, providing strong and even stabilization. It protects weak ankles and prevents injuries. Ideal for sports practice and high performance activities.



TOBILLERA DEPORTIVA SOCCER

SOCCER ANKLE BRACE **BC1459**

TALLE: CH - M - G - XG
SIZE: S - M - L - XL

Soporte anatómico Tibio-Peroneo-Astragalino diseñado para la práctica de fútbol. Con empeine libre para no limitar la sensibilidad del futbolista. Liviano y confortable. De fácil aplicación. Confeccionado en cordura, pana velour y capellada sintética. Con elástico sobre el tendón de Aquiles que facilita la flexión plantar/dorsal y flejes semi-flexibles laterales. Adecuado para brindar estabilización firme sin restringir la movilidad. Ideal para uso deportivo y actividades de alto rendimiento.

Anatomic support Tibio-Peroneo-Astragalino designed for soccer practice. Free instep in order to avoid limiting the soccer player's sensitivity. Lightweight and comfortable. Easy to apply. Made in Cordura, velour covered pad and synthetic vamp. Elastic over the Achilles tendon that allows an appropriate plantar and dorsal flexion and side semi-flexible stays. Appropriate for providing strong stabilization without limiting the area movement. Ideal for sports practice and high performance activities.

TALLE SIZE	CH / S	M / M	G / L	XG / XL
CAZADO (SHOE SIZE)	36-40	41-43	43-44	45-46