

INMOVILIZADOR Y ESTABILIZADOR POLICENTRICO R.O.M.

POLYCENTRIC IMMOBILIZER AND STABILIZER R.O.M

BC1153

TALLE: LARGO 72 CM - CORTO 55 CM
SIZE: LONG 72 CM - SHORT 55 CM

Soporte funcional liviano y confortable. Con rango de movimiento y topes de flexo-extensión regulables. Disponible con articulación policéntrica para LL / MM y policéntrico para tratamiento de LCA / LCP. Con acolchado y laminado en poliéster confortable al contacto de la piel. Indicado para guiar al paciente a través de procesos de rehabilitación, post-operatorios, traumas agudos de ligamentos, inestabilidades crónicas y deformidades traumáticas de la rodilla.

Functional, lightweight and comfortable support with motion range and adjustable flexion-extension limits. Available with polycentric patella for LL/ MM and polycentric for ACL/PCL treatment. Soft laminated and padded in polyester at contact with the skin. Recommended for guiding the patient through rehabilitation processes, post-surgery treatments, acute ligament traumas, chronic instabilities and traumatic knee deformities.

INMOVILIZADOR Y ESTABILIZADOR MONOCÉNTRICO R.O.M

MONOCENTRIC IMMOBILIZER
AND STABILIZER R.O.M

BC1154

TALLE: LARGO 75 CM - CORTO 65 CM
SIZE: LONG 75 CM - SHORT 65 CM

Soporte articulado regulable de flexión y extensión con marcas proximales/distales para ajuste de longitud. Con rango de movimiento cada 10°. Indicado para estabilización colateral de la articulación de la rodilla, inmovilización post-quirúrgica y movilización controlada. Ideal para post-operatorios de LCA, LCP, LL y LM.

Jointed support with adjustable flexion-extension degrees and proximal/ distal marks to adjust length. Range of movement each 10°. Recommended for knee collateral stabilization, post-surgery splint and controlled motion. Ideal for ACL, PCL, LL and ML post-surgery processes.





INMOVILIZADOR DE RODILLA

KNEE IMMOBILIZER

BC1156

TALLE: LARGO 60 CM - CORTO 50 CM
SIZE: LONG 60 CM - SHORT 50 CM

Soporte con barras laterales y posteriores en aluminio. Con puntos de firme sujeción en Velcro®. Confeccionado en acolchado de poliéster y laminado comfortable. Diseñado para inmovilizar la rodilla. Indicado en casos de inmovilización post-quirúrgica de rodilla, dislocaciones de patela y lesiones de ligamentos.

Support with aluminum lateral and back stays with strong Velcro® straps fixation points. Padded and laminated in polyester. Designed to immobilize the knee. Recommended for knee surgery splint, patella dislocations and ligament injuries.



INMOVILIZADOR DE RODILLA ECONOMICO

ECONOMIC KNEE IMMOBILIZER

BC1156E

TALLE: LARGO 60 CM - CORTO 50 CM
SIZE: LONG 60 CM - SHORT 50 CM

Soporte con barras laterales y posterior en aluminio. Con puntos de firme sujeción en Velcro®. Confeccionado en acolchado de poliéster y laminado comfortable. Diseñado para inmovilizar la rodilla, dislocaciones de patela y lesiones de ligamentos.

Support with aluminum lateral and back stays with strong Velcro® straps fixation points. Padded and laminated in polyester. Designed to immobilize the knee. Recommended for knee surgery splint, patella dislocations and ligament injuries.



INMOVILIZADOR DE RODILLA TRIPANEL

KNEE IMMOBILIZER
3P TRI - PANEL

BC1156A

TALLE: LARGO 60 CM - CORTO 50 CM
SIZE: LONG 60 CM - SHORT 50 CM

Soporte de rodilla comfortable y de fácil aplicación. Desarrollado en bondeado de pana velour. Con puntos de fijación en Velcro® y flejes livianos de aluminio laterales y posteriores. El diseño de ajuste con tres paneles permite inmovilizar adecuadamente la rodilla y la adaptación cómoda y anatómica a diferentes tamaños y formas de pierna. Indicado en tratamientos pre y post-quirúrgicos. Adecuado para lesiones traumáticas y post-operatorio de rodilla de distinta complejidad.

Easy to apply and comfortable knee support. Made in velour covered pad. Lightweight lateral and back aluminium strips and Velcro® straps fixation points. Its adjustable design with three panels allows not only to immobilize appropriately the knee but also to reach a comfortable and anatomic adaptation to a wide range of sizes and leg shapes. Recommended for pre and post-surgery treatments. Ideal for traumatic injuries and post knee of varying complexity.





INMOVILIZADOR DE RODILLA DE NEOPRENE

NEOPRENE KNEE IMMOBILIZER

BC1155

TALLE: CH - M - G
SIZE: S - M - L

Soporte confeccionado en neoprene con barras laterales y posteriores en aluminio que otorgan contención en la flexoextensión y en los movimientos laterales. Confortable y de fácil aplicación con sistema de 6 puntos de sujeción en Velcro®. Indicado en inmovilizaciones post-quirúrgicas o post-traumáticas de rodilla.

Neoprene-made support with aluminum lateral and posterior stays that provide contention in the lateral movements and flexion/extension. Comfortable and easy to put on with a system of 6 points of fixation in Velcro®. Indicated in post-surgery or post-traumatic knee immobilizations.

TALLE SIZE	A	B
CH / S	+/- 36cm - 40cm	+/- 29cm - 31cm
M / M	+/- 41cm - 45cm	+/- 32cm - 35cm
G / L	+/- 46cm - 50cm	+/- 36cm - 39cm



RODILLERA CON ARTICULACION POLICENTRICA LARGA

LONG KNEE BRACE WITH
POLYCENTRIC PATELLA

BC1152

TALLE: CH - M - G - XG - XXG
SIZE: S - M - L - XL - XXL

Soporte funcional articulado de neoprene con topes de flexión y extensión a 0°, 15°, 30°, 60° y 90°. Doble sistema de ajuste y estabilización en Velcro®, con 4 puntos de sujeción y centrado rotuliano. Soporte con articulación policéntrica. Indicado para tratamientos de ligamentos cruzados anteriores y posteriores, e inestabilidad en ligamentos lateral y medial. (LCA, LCP, LM, LL). Trabaja en la prevención y corrección de inestabilidades de rodilla.

Neoprene functional patella with flexion and extension limits at 0°, 15°, 30°, 60° and 90°. Double adjusting system and stabilization in Velcro® straps with 4 straps and kneecap centered. Polycentric patella support ideal for front and back crossed ligament treatments and also for treating instabilities in lateral/medial ligaments. Works in the prevention and correction of knee instability.



RODILLERA CON ARTICULACION POLICENTRICA CORTA

SHORT KNEE BRACE WITH
POLYCENTRIC PATELLA

BC1151

TALLE: CH - M - G - XG - XXG
SIZE: S - M - L - XL - XXL

Soporte de neoprene con topes de extensión, centrado rotuliano y sujeción tibio-femoral en Velcro®. Apto para prevenir la hiperextensión del área. Indicado para estabilización colateral de la rodilla e inestabilidades medio-laterales leves y moderadas. (LL/LM)

Neoprene support with extension limits, kneecap centered and tibiofemoral Velcro® straps. Ideal for preventing the hyperextension of the area. Recommended for collateral stabilization of the knee and mild or moderate medial/lateral instabilities.

TALLE SIZE	A	B	C
CH / S	+/- 36cm	+/- 35cm	+/- 28cm
M / M	+/- 38cm	+/- 36cm	+/- 30cm
G / L	+/- 41cm	+/- 39cm	+/- 34cm
XG / XL	+/- 45cm	+/- 40cm	+/- 38cm
XXG / XXL	+/- 50cm	+/- 41cm	+/- 40cm

